



دستگاه تاریک خانه:

اشعه فرابنفش استفاده می شود. این دستگاه جهت تشخیص آلودگی میکروبی نمونه های آب با ایجاد نور فلورسنس درنمونه آلوده درمعرض در موارد آزمون های تشخیص سریع کاربرد داشته و برای شرایط اضطرار مناسب می باشد. دستگاه دارای لامپ با دو طول موج جهت تشخیص فلورسنس و ضد عفونی ظروف و بطری می باشد. و بدلیل داشتن حفاظ چشم و درب ریلی و محفظه مناسب خطرات تابش اشعه فرابنفش برای چشم و پوست آزمایشگر در مدت زمان استفاده را به حداقل می رساند.

مشخصات فنی تاریک خانه:

دستگاه دارای درب ریلی باشد.

دارای محافظ چشم مناسب باشد.

دستگاه دارای لامپ یو وی با هر دو طول موج 254 نانومتر برای ضد عفونی و طول موج 365-366 نانومتر برای فلورسنس را دارا باشد.

به همراه تست کیت سریع شامل :

کیت شناسایی همزمان E.coli و کلیفرم colizit (مدل ویالی) -ایرسکو -CAT NUM:1020- تعداد 50 عدد - جدیدترین تاریخ تولید

کیت شناسایی همزمان E.coli و کلیفرم colizit (مدل بطری) -ایرسکو -CAT NUM:1020- تعداد 50 عدد - جدیدترین تاریخ تولید

معرف کواکس (ایندول) -ایرسکو -IR95008 بطری 50 سی سی - جدیدترین تاریخ تولید